


NEIPA #2

Kiekis: 24 litrai
Efektyvumas: 75 %
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Domeikos
Receptas sukurtas: 2022-07-12 16:34:21
Receptas modifikuotas: 2022-07-27 23:19:55

OG: 1.061
FG: 1.012
ABV: 6.4 %
IBU: 47
EBC: 12
IBU/OG: 0.78 (ryškus apynių skonis)



2026-05-23

Fermentuojamos medžiagos

Pavadinimas

TF Maris Otter Pale Ale
Avižiniai dribsniai
BEST Kvietinis salyklas
Melanoidin Light salyklas (alus.live)

| Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|--------------|--------------|------------|
| 6.3 | 5.000 | 78.1 |
| 4.0 | 0.700 | 10.9 |
| 4.8 | 0.500 | 7.8 |
| 40.0 | 0.200 | 3.1 |
| | <u>6.400</u> | |

Apyniai

Pavadinimas

| Pavadinimas | Forma | Paskirtis |
|---------------------|----------|--------------------|
| Citra | Granulės | Aromatui (virimui) |
| Citra | Granulės | Aromatui (virimui) |
| Galaxy | Granulės | Aromatui (virimui) |
| Citra 7d | Granulės | Sausam apyniavimui |
| Mosaic 7d | Granulės | Sausam apyniavimui |
| Galaxy Whirpool 75C | Granulės | Sausam apyniavimui |
| Citra Whirpool 75C | Granulės | Sausam apyniavimui |
| Mosaic Whirpool 75C | Granulės | Sausam apyniavimui |
| Citra 3d | Granulės | Sausam apyniavimui |
| Mosaic 3d | Granulės | Sausam apyniavimui |
| Galaxy 7d | Granulės | Sausam apyniavimui |
| Galaxy 3d | Granulės | Sausam apyniavimui |

| AA (%) | IBU | Kiekis (g) | Laikas |
|--------|------|------------|--------|
| 12.0 | 18.0 | 15 | 60 |
| 12.0 | 15.2 | 35 | 10 |
| 15.6 | 14.2 | 25 | 10 |
| 12.0 | 0.0 | 30 | 0 |
| 12.5 | 0.0 | 30 | 0 |
| 12.0 | 0.0 | 50 | 0 |
| 12.0 | 0.0 | 40 | 0 |
| 12.5 | 0.0 | 40 | 0 |
| 12.0 | 0.0 | 30 | 0 |
| 12.5 | 0.0 | 30 | 0 |
| 15.6 | 0.0 | 40 | 0 |
| 15.6 | 0.0 | 50 | 0 |
| | | <u>415</u> | |

Mielės

Pavadinimas

Lallemand Danstar New England

Kiekis (g)

24.0

Pastabos

Vanduo 22 + 11L
RO 6,6L
CaSO4 - 3g
NaCl - 2g
Epsom - 2g
75% Phosphoric - 5ml

52C - 10min
55C - 10min
63C - 20mn
66C - 30min
72C - 30min
78C - 25min

Virimas 75min

20C

<https://www.brewersfriend.com/homebrew/recipe/view/363082/avg-perfect-northeast-ipa-neipa->